



Letto DA Visita IN Acciaio Cromato

Dispositivo medico

Classe I

Codice GEF (SKU) 44461

EAN / GTIN 8023279444612

Confezione 1

LETTINO VISITA ACCIAIO CROMATO Struttura in acciaio cromato tubolare Ø 25x25 mm. Schienale regolabile mediante cremagliera. Imbottitura e rivestimento in materiale plastico, lavabile e ignifugo Classe 1 IM. Piedini in gomma. Forniti con portarotolo posizionabile sul lato della pediera o sul lato della testata.

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

Y181207

EAN / GTIN

8023279444612

CODICE GEF

44461



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697