



## Lettino Da Visita In Acciaio Inox Con 3 Cassetti

Dispositivo medico

Classe I

Codice GEF (SKU) 44467

EAN / GTIN 8023279444674

Confezione 1

Struttura costituita da tubi di diametro 30x30 mm in acciaio inossidabile. Schienale regolabile a cremagliera. Imbottitura e rivestimento in materiale plastico lavabile e ignifugo. Entrambi i modelli sono dotati di tre cassetti da inserire sotto la struttura fissa. Dimensioni: 177x60xh 80 cm Dimensioni interne dei cassetti: 38x45x h 10 cm Portata di ciascun cassetto: 10 kg

### DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

V0899

EAN / GTIN

8023279444674

CODICE GEF

44467



#### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)  
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697