



# Lettino Da Visita King Ad Altezza Variabile Con Foro Telaio

Dispositivo medico

Classe I

Codice GEF (SKU) 44477

EAN / GTIN 8023279444773

Confezione 1

LETTINO KING REGOLABILE IN ALTEZZA - con foro - blu medio chiaro  
- telaio nero Lettino regolabile in altezza (48-95 cm) tramite attuatore elettrico (Linak 6.000 N) controllato da pedale, con testata facilmente inclinabile (da +60° a - 10°) mediante una pompa a gas. Struttura solida ed elegante in tubolare ovale 50x25x2 mm, per il telaio centrale un tubolare rettangolare di 50x20x1,5 mm rivestito con vernice epossidica in polvere di colore nero, spessore minimo 70/80 micron, finitura lucida. Piano in materiale ligneo, imbottito di poliuretano ad alta densità rivestito con similpelle. Entrambi i materiali sono ignifughi. Classe 1 IM. Il tessuto è lavabile con i più comuni detersivi. Dimensioni: 190x60xh 48/95 cm

## DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM  
ICND  
V08060199EAN / GTIN  
8023279444773CODICE GEF  
44477

### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,  
prezzo e documentazione di  
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)  
info@gefmedica.it · Tel. 0573  
1944697