



LETTINO DA VISITA KING AD ALTEZZA VARIABILE con foro colore a scelta

Dispositivo medico

Classe I

Codice GEF (SKU) 44480

EAN / GTIN 8023279444803

Confezione 1

LETTINO KING REGOLABILE IN ALTEZZA - con foro - colore a scelta - telaio nero (disponibile in 30-40 giorni, tabella dei colori) Lettino regolabile in altezza (48-95 cm) tramite attuatore elettrico (Linak 6.000 N) controllato da pedale, con testata facilmente inclinabile (da +60° a -10°) mediante una pompa a gas. Struttura solida ed elegante in tubolare ovale 50x25x2 mm, per il telaio centrale un tubolare rettangolare di 50x20x1,5 mm rivestito con vernice epossidica in polvere di colore nero, spessore minimo 70/80 micron, finitura lucida. Piano in materiale ligneo, imbottito di poliuretano ad alta densità rivestito con similpelle. Entrambi i materiali sono ignifughi. Classe 1 IM. Il tessuto è lavabile con i più comuni detersivi. Dimensioni: 190x60xh 48/95 cm Peso: 70 kg. Portata max: 150 kg. Tensione di esercizio: 100-240V, 50/60 Hz Portarotolo incluso. Made in Italy.

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

V08060199

EAN / GTIN

8023279444803

CODICE GEF

44480



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su GEFMEDICA.IT
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697