



Lettino Da Visita King Colore A Scelta

Dispositivo medico

Classe I

Codice GEF (SKU) 44486

EAN / GTIN 8023279444865

Confezione 1

DISPONIBILE IN 20 GIORNI, VEDERE TABELLA DEI COLORI IN FOTO.
Struttura in tubo ovale robusta ed elegante 50 x 25 mm, verniciata con polveri epossidiche colore grigio metallizzato. Rivestimento lavabile, ignifugo, materiale similpelle classe 1 IM con imbottitura ad alta densità. Testata regolabile tramite sistema meccanico (massimo 75°). Spessore materasso: 4,5 cm Portata massima: 150 kg. Misure: 190 x 60 x h 80 cm Fornito smontato.

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

V0899

EAN / GTIN

8023279444865

CODICE GEF

44486



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su **GEFMEDICA.IT**
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697