



Lettino Da Visita King Plus

Dispositivo medico

Classe I

2 varianti

Codice GEF (SKU) 44490

EAN / GTIN 8023279444902

Confezione 1

LETTINO VISITA KING PLUS - blu Struttura in tubo ovale robusta ed elegante 50 x 25 mm, verniciata con polveri epossidiche colore grigio metallizzato. Rivestimento lavabile, ignifugo, materiale similpelle classe 1 IM con imbottitura ad alta densità. Testata regolabile tramite sistema meccanico (massimo 75°). Spessore materasso: 7 cm con bordi bianchi lateral Portata massima: 150 kg. Misure: 190 x 60 x h 80 cm Fornito smontato.

VARIANTI / FORMATI DISPONIBILI

CODICE GEF / SKU	COLORE	EAN	CONFEZIONE
44490	beige	8023279444902	1
44491	blu	8023279444919	1

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

V0899

EAN / GTIN

8023279444902

CODICE GEF

44490



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697