



Lettino Da Visita King Plus Colore A Scelta

Dispositivo medico

Classe I

Codice GEF (SKU) 44496

EAN / GTIN 8023279444964

Confezione 1

LETTINO VISITA KING PLUS - colore a richiesta disponibile in 20 giorni
Struttura in tubo ovale robusta ed elegante 50 x 25 mm, verniciata con polveri epossidiche colore grigio metallizzato. Rivestimento lavabile, ignifugo, materiale similpelle classe 1 IM con imbottitura ad alta densità. Testata regolabile tramite sistema meccanico (massimo 75°). Spessore materasso: 7 cm con bordi bianchi lateral Portata massima: 150 kg. Misure: 190 x 60 x h 80 cm Fornito smontato.

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

V0899

EAN / GTIN

8023279444964

CODICE GEF

44496



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697