



Lettino Da Visita Elite

Dispositivo medico

Classe I

Codice GEF (SKU) 44500

EAN / GTIN 8023279445008

Confezione 1

LETTINO ÉLITE, colore blu Lettino innovativo, confortevole e di design, tessuto in colore blu con bordi laterali bianchi. Realizzato in tubolare da mobilio di elevata qualità che garantisce stabilità e robustezza. Il lettino è composto da tubolari quadri rettangolari e tondi da mobilio Uni 7947/81 e 8913, DIN 2394. Il piano imbottito in gomma ad alta densità ignifuga è ricoperto in tessuto spalmato (fintapelle) ignifugo classe 1 IM. Cuscino reclinabile grazie a 2 cremagliere.

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

V0899

EAN / GTIN

8023279445008

CODICE GEF

44500



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697