



Lettino Da Visita Elite Colore A Scelta

Dispositivo medico

Classe I

Codice GEF (SKU) 44503

EAN / GTIN 8023279445039

Confezione 1

LETTINO ÉLITE, con colore a scelta. Il colore a richiesta è disponibile in 20 giorni, tabella colori nella fotografia. Lettino innovativo, confortevole e di design, con bordi laterali bianchi. Realizzato in tubolare da mobilio di elevata qualità che garantisce stabilità e robustezza. Il lettino è composto da tubolari quadri rettangolari e tondi da mobilio Uni 7947/81 e 8913, DIN 2394. Il piano imbottito in gomma ad alta densità ignifuga è ricoperto in tessuto spalmato (fintapelle) ignifugo classe 1 IM.

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

V0899

EAN / GTIN

8023279445039

CODICE GEF

44503



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su **GEFMEDICA.IT**
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697