



Letto Da Visita Elettrico Ad Altezza Regolabile Con Barra Perimetrale

Dispositivo medico

Classe I

3 varianti

Codice GEF (SKU) 44520

EAN / GTIN 8023279445206

Confezione 1

Letto elettrico - barra perimetrale blu Letto per visite e trattamenti robusto ed estremamente stabile. Altezza regolabile mediante barra perimetrale. Sezione testa regolabile con pompa a gas e dotata di foro naso-bocca. Robusta struttura in acciaio tubolare verniciato con polvere epossidica non tossica, RAL 9010. Barra perimetrale cromata.

VARIANTI / FORMATI DISPONIBILI

CODICE GEF / SKU	COLORE	EAN	CONFEZIONE
44520	beige	8023279445206	1
44521	blu	8023279445213	1
44522	nero	8023279445220	1

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

V08060199

EAN / GTIN

8023279445206

CODICE GEF

44520



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697