



# LETTINO DA VISITA ELETTRICO AD ALTEZZA REGOLABILE con barra perimetrale colore a scelta

Dispositivo medico

Classe I

Codice GEF (SKU) 44525

EAN / GTIN 8023279445251

Confezione 1

Lettino elettrico - barra perimetrale colore a richiesta (Disponibile in 20 giorni, a fianco tabella colori) Lettino per visite e trattamenti robusto ed estremamente stabile. Altezza regolabile mediante barra perimetrale. Sezione testa regolabile con pompa a gas e dotata di foro naso-bocca. Robusta struttura in acciaio tubolare verniciato con polvere epossidica non tossica, RAL 9010. Barra perimetrale cromata. Destinato a uso professionale in ospedali e studi di fisioterapia o trattamenti. Fornito con materasso spesso 6 cm e copertura per foro naso-bocca 23x11 cm. Imbottitura ignifuga. Disponibile in 12 colori. Dispositivo medico di Classe I in conformità a MDR 2017/745. Dimensione totale massima 195x59,5xh 54-71 cm. Peso: 65 kg. Capacità sollevamento: 135 kg. Manuale multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, GR. Made in Italy.

## DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM  
I

CND  
V08060199

EAN / GTIN  
8023279445251

CODICE GEF  
44525



### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](http://GEFMEDICA.IT)  
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697