



# LETTO DA TRATTAMENTO A 4 SEZIONI AD ALTEZZA VARIABILE colore a scelta

Dispositivo medico

Classe I

Codice GEF (SKU) 44535

EAN / GTIN 8023279445350

Confezione 1

LETTINO DA TRATTAMENTO A 4 SEZIONI AD ALTEZZA VARIABILE - colore a scelta disponibile in 30-40 giorni, (tabella dei colori) Lettino molto robusto realizzato in tubolare di alta qualità. I cuscini sono reclinabili mediante una molla a gas attivata da una leva ergonomica situata sotto il telaio superiore. Testata inclinabile fino a +70° e fino a -35°. Le due colonne elettriche consentono di regolare l'altezza e raggiungere molto rapidamente la posizione TR/RTR mediante pedali, pulsanti o due barre perimetrali. Imbottitura in gomma ad alta densità, ignifuga di Classe 1 IM, rivestita con tessuto ignifugo di Classe 1 IM (similpelle). Lavabile e disinfettabile con i comuni detersivi. Dimensioni: 195x68xh 48/89 cm. Peso: 80 kg. Conforme a: EU 93/42 CEE. Portata max: 200 kg. Dotato di tappo per foro bocca/naso, porta rotolo di carta, 2 braccioli regolabili e 4 piedini regolabili. Made in Italy.

## DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

V0899

EAN / GTIN

8023279445350

CODICE GEF

44535



### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](http://GEFMEDICA.IT)  
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697