



Lettino da Visita Regolabile Royal - Acciaio Inox

Codice GEF (SKU) 44541

EAN / GTIN 8023279445411

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

8023279445411

CODICE GEF

44541



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697