



# OTTOTIPO ULTRAPIATTO A LED Armagnac

Dispositivo medico

Classe I

Codice GEF (SKU) 44710

EAN / GTIN 8023279447101

Confezione 1

Nuova generazione di tavole optometriche ultrapiatte a LED. Made in Italy. - Armagnac - 5 m - Area visualizzazione: 25,5 x 63 cm - Dimensioni esterne: 34 x 72 x 3,8 cm

## CARATTERISTICHE TECNICHE

- Temperatura colore: bianco freddo 7.200° K
- Luminosità: 5.000 cd/m2
- Alimentazione: 110-230 V - 50/60 Hz
- Vita LED: 80.000 ore
- Conforme alla direttiva bassa tensione 2014/35/CE
- Conforme 2014/30/CE sulla compatibilità elettromagnetica
- Conforme alla direttiva CEE 2007/47 dispositivo medico Classe I
- Tutti i componenti sono approvati UL, DVE, IMQ

## DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

Z12120199

EAN / GTIN

8023279447101

CODICE GEF

44710



### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,  
prezzo e documentazione di  
conformità su **GEFMEDICA.IT**  
info@gefmedica.it · Tel. 0573  
1944697