



Letto a Tre Sezioni Ad Altezza Variabile - 2 Manovelle - con Ruote

Codice GEF (SKU) 44734

LETTO 3 SNODI - 2 manovelle altezza variabile - con ruote - Letto a 3 snodi/ 4 sezioni regolabile tramite 2 manovelle indipendenti - Altezza regolabile attraverso pompa idraulica a pedale. - 3 snodi/ 4 sezioni - struttura portante perimetrale in profili di acciaio a sezione rettangolare - testate in tubi d'acciaio rivestiti di vetro epossidico - movimento manuale a 2 manovelle con impugnatura ripiegabile - gambe fornite con piedini in plastica

CARATTERISTICHE TECNICHE

- LETTO 3 SNODI - 2 manovelle altezza variabile - con ruote
- Letto a 3 snodi/ 4 sezioni regolabile tramite 2 manovelle indipendenti
- Altezza regolabile attraverso pompa idraulica a pedale.
- 3 snodi/ 4 sezioni
- struttura portante perimetrale in profili di acciaio a sezione rettangolare
- testate in tubi d'acciaio rivestiti di vetro epossidico
- movimento manuale a 2 manovelle con impugnatura ripiegabile
- gambe fornite con piedini in plastica

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CODICE GEF
44734



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su **GEFMEDICA.IT**
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697