



LETTO A 4 SEZIONI AD ALTEZZA VARIABILE 3 manovelle con ruote

Dispositivo medico

Classe I

Codice GEF (SKU) 44742

EAN / GTIN 8023279447422

Confezione 1

LETTO OSPEDALIERO 4 SNODI - 3 manovelle - altezza variabile - rotelle Letti ospedalieri manuali con 4 snodi regolabili mediante 3 manovelle. Testiera e pediera in PP dotate di rotelle ammortizzatrici Ø 65 mm, per evitare collisioni. Piattaforma materasso in PP suddivisa in 4 sezioni con fissaggio materasso integrato. Parti in plastica e verniciatura epossidica. Sponde Sponde laterali in lega di alluminio, 6 sbarre, ribaltabili e con bloccaggio di sicurezza Rotelle 4 rotelle Ø 12,7 cm Fissaggio materasso Fissaggio materasso integrato nella piattaforma su entrambi i lati (sezioni schiena e gambe), con un'asse di 33 mm di altezza Asta portaflebo Asta portaflebo in acciaio inox, portata 15 kg

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Dimensioni: 2130x995 mm
- Altezza: regolabile 420-730 mm
- Piattaforma materasso: 1925x900 mm
- Portata max: 200 kg
- Movimento: 3 manovelle
- Regolazione schienale: 0-70° (± 5°)
- Regolazione poggiatesta: 0-38° (± 5°)

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

V080699

EAN / GTIN

8023279447422

CODICE GEF

44742



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su GEFMEDICA.IT
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697