



Letto Elettrico Per Terapia Intensiva Ad Altezza Variabile

Dispositivo medico

Classe I

Codice GEF (SKU) 44746

EAN / GTIN 8023279447460

Confezione 1

LETTO DEGENZA ELETTRICO con TR e RTR - altezza regolabile Letti degenza elettrici con piattaforma in PP integrata e motore elettrico per facilitare i movimenti delle sezioni del letto. Il comando manuale consente al personale infermieristico di controllare le funzioni standard. Entrambi i modelli hanno un motore americano con standard UL/ROHS/EN. Parti in plastica e verniciatura epossidica. Testata e pediera in PP dotati di 4 ruote ammortizzatrici Ø 65 mm.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Dimensioni: 208,5x102,5 cm
- Regolazione altezza: 45,5-74,5 cm
- Piattaforma materasso: 192,5x90 cm
- Carico di lavoro sicuro: 250 kg
- Regolazione schienale: 0-75° ($\pm 5^\circ$)
- Regolazione poggiamambe: 0-32° ($\pm 5^\circ$)
- Trendelenburg: 0-12°
- Trendelenburg Inversa: 0-12°
- Indicatore angolo: 0-90°
- Autoregressione: 10+9 cm
- Linea posizione: 30°
- Motore durata: 20.000 movimenti
- Motore rumore inferiore a 50 dB
- Acciaio saldato Tensione: 100-240 V - 50/60 Hz

CLASSE DM

I

CND

V080699

EAN / GTIN

8023279447460

CODICE GEF

44746



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su **GEFMEDICA.IT**
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697

Scheda commerciale GEF Medica redatta su documentazione tecnica disponibile - verifica disponibilità e documentazione su gefmedica.it. Le specifiche possono variare;
verificare IFU, etichetta e documentazione di conformità prima dell'utilizzo.

GEF Medica - GEF Company S.r.l. - Sede legale: Via Marzabotto 8/C, 51037 Montale (PT) - P.IVA 02024070472 - SDI M5UXCR1
info@gefmedica.it - Tel. 0573 1944697 - gefmedica.it