



VASSOIO PER LETTO - bianco

Codice GEF (SKU) 44751

EAN / GTIN 8023279447514

Confezione 1

VASSOIO PER LETTO - bianco Vassoio per letto in plastica stampata con bordo rialzato. Gambe pieghevoli in acciaio cromato. Dimensioni: 58x39xh5 cm. Dimensioni imballo: 65x45xh 8 cm. Peso: 1,9 kg Made in Italy.

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

8023279447514

CODICE GEF

44751



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697