



## Barella Corsia Senza Accessori

Dispositivo medico

Classe I

Codice GEF (SKU) 44760

EAN / GTIN 8023279447606

Confezione 1

BARELLA CORSIA Caratteristiche principali: - Telaio piano rete: realizzato in tubo d'acciaio a sezione semiovale 50x25x2 mm. - Carrello inferiore: realizzato in tubo d'acciaio Ø 30x1,5 mm e tubo d'acciaio a sezione ovale 40x20x1,5 mm. - Maniglia di tiro/spinta: in tubo d'acciaio sezione Ø 30x1,5 mm. - Finitura: finitura con polveri epossidiche; grigio standard RAL 7040.

### DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

V0899

EAN / GTIN

8023279447606

CODICE GEF

44760



#### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](http://GEFMEDICA.IT)  
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697