



SPONDE coppia con aggancio automatico

Dispositivo medico

Classe I

Codice GEF (SKU) 44761

EAN / GTIN 8023279447613

Confezione 1

Coppia sponde con sistema di fissaggio automatico. Accessorio per barella da corsia (cod. 44760)

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

V08068001

EAN / GTIN

8023279447613

CODICE GEF

44761



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697