



CESTELLO acciaio cromato

Dispositivo medico

Classe I

Codice GEF (SKU) 44763

EAN / GTIN 8023279447637

Confezione 1

Cestello in acciaio verniciato grigio. Accessorio per barella da corsia (cod. 44760)

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

V9099

EAN / GTIN

8023279447637

CODICE GEF

44763



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697