



## Carrello Doccia Elettrico

Dispositivo medico

Classe I

Codice GEF (SKU) 44771

EAN / GTIN 8023279447712

Confezione 1

BARELLA DA DOCCIA - elettrica Con sistema di sollevamento elettrico (attuatore Linak, 6.000 N, CC 24 V, 4,5 A). Comando IP x 5 con arresto di emergenza. Utilizzabile sia per il trasporto sia per il lavaggio, soluzione ottimale per il trattamento dei pazienti nei bagni di ospedali e case di riposo. Ruote in gomma Ø 12,5 cm con freno individuale, una con blocco direzionale per facilitare i trasferimenti lineari lunghi. Inclinazione progressiva automatica che consente un graduale drenaggio dell'acqua. Sponde laterali di sicurezza con sistema di apertura/blocco a una mano. Materasso impermeabile imbottito in schiuma PCM e cuscino in PVC di Classe 2 ignifugo autoestinguente, tubo di scarico estensibile e flessibile (Ø 40 mm - lunghezza 1,5 m).

### CARATTERISTICHE TECNICHE

- Portata max: 190 kg
- Peso: 93 kg
- Dimensioni: 2.000 x 745 x h 740/1.080 mm
- Altezza materasso: 20 cm
- Inclinazione per scarico acqua: 7°
- Lunghezza tubo scarico: 150 cm
- Sponda pieghevole testiera: sì
- Sistema direzionale: sì

### DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM  
ICND  
Y093312EAN / GTIN  
8023279447712CODICE GEF  
44771

#### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)  
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697