



Tavolo Operatorio Elettrico Con Tr E Rtr

Dispositivo medico

Classe I

Codice GEF (SKU) 44775

EAN / GTIN 8023279447750

Confezione 1

Tavolo operatorio elettrico per procedure chirurgiche generiche, principalmente in acciaio inox 304. Motore CC a bassa tensione con prestazioni sicure e stabili. I movimenti del tavolo sono controllabili con una pulsantiera di facile utilizzo. Superficie lunghissima, distanza di scorrimento lunghissima. Poggiapiedi con molla a gas integrata per facilitare il controllo. Idoneo per chirurgia con raggi X e braccio a C, grazie allo scorrimento orizzontale lunghissimo.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Dimensioni: 210x50xh 80-100 cm
- Portata max: 200 kg
- Trendelenburg: 0-25°
- Anti-Trendelenburg: 0-22°
- Inclinazione laterale (sinistra/destra): 0-20°
- Poggiatesta (su/giù): 0-45°/0-90°
- Schienale (su/giù): 0-75°/0-20°
- Poggiapiedi (su/giù): 0-15°/0-90°
- Posizionamento orizzontale poggiapiedi: 0-90°
- Scorrimento orizzontale: 30 cm
- Elevazione ponte renale: 11 cm
- Tensione: 110-220 V, 50/60 Hz
- Capacità alimentazione: 1,0 Kw

CLASSE DM

I

CND

Z12011202

EAN / GTIN

8023279447750

CODICE GEF

44775



**ASSISTENZA E
DOCUMENTAZIONE**

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su **GEFMEDICA.IT**
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697

Scheda commerciale GEF Medica redatta su documentazione tecnica disponibile - verifica disponibilità e documentazione su gefmedica.it. Le specifiche possono variare;
verificare IFU, etichetta e documentazione di conformità prima dell'utilizzo.

GEF Medica - GEF Company S.r.l. - Sede legale: Via Marzabotto 8/C, 51037 Montale (PT) - P.IVA 02024070472 - SDI M5UXCR1
info@gefmedica.it - Tel. 0573 1944697 - gefmedica.it