



Barella Ad Altezza Variabile

Dispositivo medico

Classe I

Codice GEF (SKU) 44780

EAN / GTIN 8023279447804

Confezione 1

Barella metallica ad altezza regolabile. Sia la struttura del letto sia il telaio hanno tubi quadrati 30x50 mm che rendono la barella più forte e stabile. Piattaforma del letto e sponde in materiale PP di alta qualità. Lo schienale reclinabile garantisce un maggiore confort del paziente. Dotata di cinghie per evitare la caduta del paziente dalla barella; materasso di 2 cm di spessore. Ruota direzionale e pedali di bloccaggio centrali.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Dimensioni: 1900x640 mm
- Regolazione altezza: 550-850 mm
- Regolazione schienale: 0-70° (± 10°)
- Carico lavoro sicuro: 170 Kg.

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

V08050101

EAN / GTIN

8023279447804

CODICE GEF

44780



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697