



## Barella Idraulica Ad Altezza Variabile Con Tr E Rtr

Dispositivo medico

Classe I

2 varianti

Codice GEF (SKU) 44782

EAN / GTIN 8023279447828

Confezione 1

Barella metallica con sponde pieghevoli in lega di alluminio e due pompe idrauliche che consentono di regolare il peso e impostare le posizioni Trendelenburg e Trendelenburg Inversa. 4 ruote doppie Ø 20 cm, bloccabili mediante pedali situati su entrambi i lati. Materasso in PU impermeabile. 4 ruote ammortizzatrici staccabili Ø 74 mm per proteggere letto e paziente dagli urti durante il trasporto. Asta portaflebo in acciaio inox con ganci di plastica. Piattaforma letto trasparente ai raggi X. Ruota centrale per facilitare il controllo della direzione.

### CARATTERISTICHE TECNICHE

- Dimensioni: 2100x850 mm
- Regolazione altezza: 630-930 mm
- Regolazione schienale: 0-75° (± 10°)
- Carico lavoro sicuro: 220 Kg.
- Regolazione poggiatesta: 0-45°
- Trendelenburg: 0-15°
- Trendelenburg Inversa: 0-15°

### VARIANTI / FORMATI DISPONIBILI

CODICE GEF / SKU	MODELLO	EAN	CONFEZIONE
44782	RTR	8023279447828	1
44792	RTR (44792)	8023279447927	1

CLASSE DM

I

CND

V08050101

EAN / GTIN

8023279447828

CODICE GEF

44782



**ASSISTENZA E  
DOCUMENTAZIONE**

GEF Medica · verifica disponibilità,  
prezzo e documentazione di  
conformità su **GEFMEDICA.IT**  
info@gefmedica.it · Tel. 0573  
1944697

Scheda commerciale GEF Medica redatta su documentazione tecnica disponibile - verifica disponibilità e documentazione su [gefmedica.it](http://gefmedica.it). Le specifiche possono variare; verificare IFU, etichetta e documentazione di conformità prima dell'utilizzo.

**GEF Medica** - GEF Company S.r.l. - Sede legale: Via Marzabotto 8/C, 51037 Montale (PT) - P.IVA 02024070472 - SDI M5UXCR1  
[info@gefmedica.it](mailto:info@gefmedica.it) - Tel. 0573 1944697 - [gefmedica.it](http://gefmedica.it)