



Barella Ad Altezza Variabile Con Tr E Rtr

Dispositivo medico

Classe I

Codice GEF (SKU) 44790

EAN / GTIN 8023279447903

Confezione 1

BARELLA AD ALTEZZA REGOLABILE - TR e RTR Barella a due sezioni e altezza variabile con schienale regolabile mediante dispositivi a gas fino a 65°. Top in HPL radiotrasparente, intelaiatura in acciaio e lunga sezione gambe in acciaio verniciato. Possibilità di inserire cestello portabombola e quattro aste portaflebo, due nella testiera e due nella pediera. Protezioni antiurto laterali sull'intelaiatura. Due maniglie pieghevoli sul lato della testiera e una sul lato della pediera, tutte in acciaio verniciato, per offrire una presa sicura e confortevole.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Dimensioni totali: 2000x825xh 530-890 mm
- Dimensioni tavola: 1900x630 mm
- Inclinazione max schienale: 65°
- Portata utile di sicurezza: 230 kg
- Norme: 2017/745 UE, Dispositivo Medico Classe I

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

V0899

EAN / GTIN

8023279447903

CODICE GEF

44790



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697