



## Letto Elettrico Ad Altezza Variabile Portata 230 Kg

Dispositivo medico

Classe I

2 varianti

Codice GEF (SKU) 44799

EAN / GTIN 8023279447996

Confezione 1

LETTO ELETTRICO AD ALTEZZA VARIABILE - sponda a compasso  
Letto ospedaliero a 3 snodi e 4 sezioni, con regolazione elettrica di altezza e piattaforma, posizioni Trendelenburg e Trendelenburg Inversa (15°). Tutte le parti in acciaio sono verniciate con polveri epossidiche. Sezione schiena regolabile con attuatore elettrico con funzione anti schiacciamento e rototraslazione per evitare la compressione addominale. Su entrambi i lati del letto sono presenti maniglie RCP per manovre d'emergenza. Sezione gambale regolabile da meccanismo a scatto in 6 posizioni.

### CARATTERISTICHE TECNICHE

- Altezza min/max piano rete: 380-780 mm
- Regolazione max schienale: 71°
- Regolazione max altezza gambe/piedi: 30°
- Trendelenburg/Trendelenburg Inversa: 15°
- Altezza min/max: 835-1245 mm
- Larghezza/lunghezza totale max: 1010/2260 mm (con paracolpi e sponde)
- Larghezza/lunghezza utile piano rete: 880/2000 mm
- Alimentazione: 160-230 V - 50-60 Hz
- Portata max: 270 kg
- Classe protezione IEC: I / B
- Codice IP (grado protezione): IP66

### VARIANTI / FORMATI DISPONIBILI

CODICE GEF / SKU	MODELLO	EAN	CONFEZIONE
44799	kg	8023279447996	1
44800	kg (44800)	8023279448009	1

CLASSE DM

I

CND

V08060101

EAN / GTIN

8023279447996

CODICE GEF

44799



**ASSISTENZA E  
DOCUMENTAZIONE**

GEF Medica · verifica disponibilità,  
prezzo e documentazione di  
conformità su **GEFMEDICA.IT**  
info@gefmedica.it · Tel. 0573  
1944697

Scheda commerciale GEF Medica redatta su documentazione tecnica disponibile - verifica disponibilità e documentazione su [gefmedica.it](http://gefmedica.it). Le specifiche possono variare; verificare IFU, etichetta e documentazione di conformità prima dell'utilizzo.

**GEF Medica** - GEF Company S.r.l. - Sede legale: Via Marzabotto 8/C, 51037 Montale (PT) - P.IVA 02024070472 - SDI M5UXCR1  
[info@gefmedica.it](mailto:info@gefmedica.it) - Tel. 0573 1944697 - [gefmedica.it](http://gefmedica.it)