



## MATERASSO HNF con guaina 195x85x14 cm

Dispositivo medico

Classe I

Codice GEF (SKU) 44804

EAN / GTIN 8023279448047

Confezione 1

MATERASSO HNF CON FODERA 195 x 85 x 14 cm Materasso in schiuma di poliuretano, densità 35 kg/mc. Indefornabile, antibatterico, antimicotico e autoclavabile a 135°C. Fornito con fodera in poliuretano TEKMA con chiusura a zip.

### DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

V080702

EAN / GTIN

8023279448047

CODICE GEF

44804



#### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://gefmedica.it)  
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697