



CUSCINO SOGNI DOLCI 50x80x18 cm

Codice GEF (SKU) 44812

EAN / GTIN 8023279448122

Confezione 1

CUSCINO SWEET DREAM 50 x 80 x 18 cm Imbottitura e fodera in poliestere lavabile a 40°C. Ritardante di fiamma.

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

8023279448122

CODICE GEF

44812



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697