



Portacartella in PVC

2 varianti

Codice GEF (SKU) 44821

EAN / GTIN 8023279448214

Confezione 1

PORTACARTELLE A3 PVC BIANCO 43x32 cm Gancio universale per fissaggio al letto. Ideale per la privacy: cartelle pazienti non visibili.

VARIANTI / FORMATI DISPONIBILI

CODICE GEF / SKU	FORMATO	EAN	CONFEZIONE
44821	A3	8023279448214	1
44820	A4	8023279448207	1

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

8023279448214

CODICE GEF

44821



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697