



POGGIASCHIENA

Codice GEF (SKU) 44825

EAN / GTIN 8023279448252

Confezione 1

SCHIENALE - blu Struttura tubolare in acciaio verniciato. Regolabile in 5 posizioni.

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

8023279448252

CODICE GEF

44825



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697