



SEDIA PER TRASFERIMENTO PAZIENTI ISCHIA colore a scelta

Dispositivo medico

Classe I

Codice GEF (SKU) 44842

Confezione 1

SEDIA PER TRASFERIMENTO PAZIENTI ISCHIA - colore a scelta
DISPONIBILE IN 24 COLORI Sedia per il trasporto di pazienti all'interno di un ospedale o di una comunità; adatta per i trasferimenti in pronto soccorso o nei reparti. Idonea anche per trasferimenti esterni, per superare ostacoli o per spostarsi su terreni irregolari. Ruote anteriori solide con diametro di 30 cm e 2 rotelle piroettanti posteriori con diametro di 12,5 cm. La sedia può essere spostata facilmente anche con il paziente seduto e anche in spazi estremamente ristretti. Con il poggia-piedi abbassato fino a terra e lo schienale rialzato, il paziente può svolgere in tutta sicurezza qualsiasi attività, da seduto o in piedi. I braccioli possono essere sollevati per consentire l'accesso laterale. Lo schienale può essere reclinato mediante una molla a gas, creando un'inclinazione del sedile (-33°/+6°) che consente una posizione più comoda per riposare e rilassarsi. Dotata di maniglia di spinta, tasca posteriore e pedale per l'attivazione di un "sistema di frenaggio centrale" e di un "sistema di blocco direzione" sulle due ruote posteriori. Portata max 160 kg. Ignifugo Classe I M. Peso: 42 kg Dimensioni sedile: 470x545 mm Dimensioni poggia-piedi: 243x380 mm Braccioli sollevabili Sedile e schienale imbottiti per maggiore confort Sistema di frenaggio centrale e sistema di blocco Inclinazione sedile -33°/+6°

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

Z129099

CODICE GEF

44842



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697