



CESTINO RIFIUTI INOX AISI 410 8 litri con pedale

Codice GEF (SKU) **44900**

EAN / GTIN **8023279449006**

Confezione **1**

CESTINI RIFIUTI INOX AISI 410 Capacità: 8 l Dimensioni cestino: Ø22,5xh 33 cm Dimensioni secchio: Ø21xh 27,5 cm Peso: 1,2 Kg Cestini rifiuti con struttura in acciaio inossidabile di alta qualità e superficie lucidata a specchio, dotati di manico e pedale. Il secchio interno in plastica è molto resistente alla pressione, non lascia fuoriuscire i liquidi ed è facile da estrarre grazie al manico. Spessore: 0,35 mm. Secchio interno incluso

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

8023279449006

CODICE GEF

44900



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697