



SEDIA IMPILABILE

2 varianti

Codice GEF (SKU) 45007

EAN / GTIN 8023279450071

Confezione 1

SEDIA IMPILABILE - blu Struttura in acciaio cromato e seduta in plastica autoestinguente. Possibilità di impilare fino a 20 sedie. Peso 5 kg Autoestinguente Classe I. Portata max: 110 kg. Made in Italy.

VARIANTI / FORMATI DISPONIBILI

CODICE GEF / SKU	COLORE	EAN	CONFEZIONE
45007	45007	8023279450071	1
45008	45008	8023279450088	1

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

8023279450071

CODICE GEF

45007



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697