



SEDIA IMPILABILE CON BRACCIOLI

2 varianti

Codice GEF (SKU) 45011

EAN / GTIN 8023279450118

Confezione 1

SEDIA IMPILABILE - con braccioli - blu Struttura in acciaio cromato e seduta in plastica autoestinguente. Possibilità di impilare fino a 20 sedie. Peso 7 kg Autoestinguente Classe I. Portata max: 110 kg. Made in Italy.

VARIANTI / FORMATI DISPONIBILI

CODICE GEF / SKU	COLORE	EAN	CONFEZIONE
45011	45011	8023279450118	1
45012	45012	8023279450125	1

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

8023279450118

CODICE GEF

45011



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697