



SEDLA ISO tessuto

2 varianti

Codice GEF (SKU) 45030

EAN / GTIN 8023279450309

Confezione 1

Sedia imbottita con telaio e 4 gambe. Comoda grazie all'imbottitura in schiuma di poliuretano a densità differenziata, può essere coordinata alle sedie Cremona, Cuneo e Varese. Carico massimo: 110 kg. Made in Italy.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Altezza schienale: 82 cm
- Altezza seduta: 45 cm
- Larghezza: 53 cm
- Profondità: 43 cm
- Peso: 7 Kg

VARIANTI / FORMATI DISPONIBILI

CODICE GEF / SKU	COLORE	EAN	CONFEZIONE
45030	45030	8023279450309	1
45032	45032	8023279450323	1

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

8023279450309

CODICE GEF

45030



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697