



## SEDIA ISO similpelle

2 varianti

Codice GEF (SKU) 45035

EAN / GTIN 8023279450354

Confezione 1

Sedia imbottita con telaio e 4 gambe. Comoda grazie all'imbottitura in schiuma di poliuretano a densità differenziata, può essere coordinata alle sedie Cremona, Cuneo e Varese. Carico massimo: 110 kg. Made in Italy.

### CARATTERISTICHE TECNICHE

- Altezza schienale: 82 cm
- Altezza seduta: 45 cm
- Larghezza: 53 cm
- Profondità: 43 cm
- Peso: 7 Kg

### VARIANTI / FORMATI DISPONIBILI

CODICE GEF / SKU	COLORE	EAN	CONFEZIONE
45035	45035	8023279450354	1
45036	45036	8023279450361	1

### DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

8023279450354

CODICE GEF

45035



#### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)  
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697