



## SEDIA CUNEO similpelle

Codice GEF (SKU) 45065  
EAN / GTIN 8023279450651  
Confezione 1

Sedia imbottita, con base girevole in polipropilene, schienale mobile a contatto permanente. - Skai - Nero

### CARATTERISTICHE TECNICHE

- Peso: 12 kg
- Altezza schienale: 98/111 cm
- Altezza seduta: 42/52 cm
- Larghezza: 56 cm
- Profondità: 49 cm
- Portata max: 110 kg

### DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN  
**8023279450651**

CODICE GEF  
**45065**



#### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,  
prezzo e documentazione di  
conformità su **GEFMEDICA.IT**  
info@gefmedica.it · Tel. 0573  
1944697