



SEDIA CUNEO similpelle colore a richiesta

Codice GEF (SKU) 45069

EAN / GTIN 8023279450699

Confezione 1

Sedia imbottita, con base girevole in polipropilene, schienale mobile a contatto permanente. - Skai - Colore a richiesta* *Disponibile in 30 giorni. Minimo vendita 12 pz.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Peso: 12 kg
- Altezza schienale: 98/111 cm
- Altezza seduta: 42/52 cm
- Larghezza: 56 cm
- Profondità: 49 cm
- Portata max: 110 kg

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

8023279450699

CODICE GEF

45069



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697