



SEDIA CUNEO CON BRACCIOLI tessuto

2 varianti

Codice GEF (SKU) 45070

EAN / GTIN 8023279450705

Confezione 1

Sedia imbottita con braccioli, base in polipropilene con ruote, contatto permanente dello schienale. Made in Italy. - Tessuto - Rosso

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Peso: 12 kg
- Altezza schienale: 98/111 cm
- Altezza seduta: 42/52 cm
- Larghezza: 56 cm
- Profondità: 49 cm
- Portata max: 110 kg

VARIANTI / FORMATI DISPONIBILI

CODICE GEF / SKU	COLORE	EAN	CONFEZIONE
45070	45070	8023279450705	1
45071	45071	8023279450712	1

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN
8023279450705

CODICE GEF
45070



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697