



## SEDIA CUNEO CON BRACCIOLI tessuto colore a richiesta

Codice GEF (SKU) 45073

EAN / GTIN 8023279450736

Confezione 1

Sedia imbottita con braccioli, base in polipropilene con ruote, contatto permanente dello schienale. Made in Italy. - Tessuto - Colore a scelta. Disponibile in 30 giorni. Minimo vendita 12 pz.

### CARATTERISTICHE TECNICHE

- Peso: 12 kg
- Altezza schienale: 98/111 cm
- Altezza seduta: 42/52 cm
- Larghezza: 56 cm
- Profondità: 49 cm
- Portata max: 110 kg

### DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

8023279450736

CODICE GEF

45073



#### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)  
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697