



SEDIA CREMONA tessuto

3 varianti

Codice GEF (SKU) 45081

EAN / GTIN 8023279450811

Confezione 1

Poltrona di qualità superiore dalle linee nette. L'imbottitura della seduta e dello schienale garantiscono il massimo comfort. Base rotante a rotelle, braccioli ergonomici e contatto permanente dello schienale mobile. Schiuma ad alta densità. UNI EN 1335/1/2/3. Portata max: 110 kg. Made in Italy. - Tessuto - Grigio

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Peso: 12 Kg
- Altezza schienale: 90/107 cm
- Altezza seduta: 45/52 cm
- Larghezza: 58 cm
- Profondità: 44 cm

VARIANTI / FORMATI DISPONIBILI

CODICE GEF / SKU	COLORE	EAN	CONFEZIONE
45081	45081	8023279450811	1
45082	45082	8023279450828	1
45083	45083	8023279450835	1

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

8023279450811

CODICE GEF

45081



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697