



## SEDIA VARESE tessuto

2 varianti

Codice GEF (SKU) 45091

EAN / GTIN 8023279450910

Confezione 1

Sedia di qualità con seduta e schienale imbottiti. Base rotante a rotelle e contatto permanente dello schienale. Carico massimo: 110 kg. - Tessuto - Rosso Made in Italy.

### CARATTERISTICHE TECNICHE

- Peso: 11.6 kg
- Altezza schienale: 94/112 cm
- Altezza seduta: 46/59 cm
- Larghezza: 60 cm
- Profondità: 47 cm

### VARIANTI / FORMATI DISPONIBILI

CODICE GEF / SKU	COLORE	EAN	CONFEZIONE
45091	45091	8023279450910	1
45092	45092	8023279450927	1

### DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN  
**8023279450910**

CODICE GEF  
**45091**



#### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)  
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697