



SEDIA EXECUTIVE SIDNEY

Codice GEF (SKU) 45110

EAN / GTIN 8023279451108

Confezione 1

POLTRONA DIREZIONALE SIDNEY Comoda ed elegante poltrona direzionale con braccio per regolare altezza e schienale. Tessuto a rete intrecciata, gradevole sulla pelle, liscio, traspirante e facile da pulire, braccioli in plastica. Base Ø 58 cm con telaio cromato. 5 ruote piroettanti a 360° in nylon. Lo schienale è reclinabile da 0 a 30° Made in Italy.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Dimensioni schienale: 49x48 cm
- Altezza seduta: 45/55 cm
- Larghezza: 48 cm
- Profondità: 50 cm

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

8023279451108

CODICE GEF

45110



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su **GEFMEDICA.IT**
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697