



SEDIA CANTILEVER VISITATORE SIDNEY

Codice GEF (SKU) 45111

EAN / GTIN 8023279451115

Confezione 1

SEDIA CANTILEVER VISITATORE SIDNEY Seduta in schiuma morbida e confortevole. Schienale in tessuto a rete, durevole e traspirante. Made in Italy.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Dimensioni schienale:
- Altezza seduta:
- Larghezza: 47 cm
- Profondità: 43 cm

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

8023279451115

CODICE GEF

45111



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697