



SEDIA ELITE SCHIENALE BASSO tessuto colore a richiesta

Codice GEF (SKU) 45126

EAN / GTIN 8023279451269

Confezione 1

Poltrona direzionale con schienale basso. Base e braccioli in acciaio cromato. Altezza regolabile con pompa a gas. Colore a scelta disponibile in 30 giorni. Minimo vendita 4 pz. Made in Italy.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Materiale fodera: tessuto
- Peso: 14.5 kg
- Altezza schienale: 83/93 cm
- Altezza seduta: 39/49 cm
- Larghezza: 51 cm
- Profondità: 45 cm
- Portata max: 110 kg

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

8023279451269

CODICE GEF

45126



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697