



SEDIA ELITE SCHIENALE BASSO similpelle

2 varianti

Codice GEF (SKU) 45127

EAN / GTIN 8023279451276

Confezione 1

Poltrona direzionale con schienale basso. Base e braccioli in acciaio cromato. Altezza regolabile con pompa a gas. Made in Italy.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Materiale fodera: Skay nero
- Peso: 14.5 kg
- Altezza schienale: 83/93 cm
- Altezza seduta: 39/49 cm
- Larghezza: 51 cm
- Profondità: 45 cm
- Portata max: 110 kg

VARIANTI / FORMATI DISPONIBILI

| CODICE GEF / SKU | COLORE | EAN | CONFEZIONE |
|------------------|--------|---------------|------------|
| 45127 | 45127 | 8023279451276 | 1 |
| 45128 | 45128 | 8023279451283 | 1 |

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

8023279451276

CODICE GEF

45127



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697