



## SEDIA ELITE SCHIENALE ALTO similpelle colore a richiesta

Codice GEF (SKU) 45140

EAN / GTIN 8023279451405

Confezione 1

Poltrona direzionale con schienale alto. Base e braccioli in acciaio cromato. Altezza regolabile con pompa a gas. Colore a scelta disponibile in 30 giorni. Minimo vendita 4 pz. Made in Italy.

### CARATTERISTICHE TECNICHE

- Materiale fodera: Skay
- Peso: 14.5 kg
- Altezza schienale: 101/111 cm
- Altezza seduta: 39/49 cm
- Larghezza: 51 cm
- Profondità: 45 cm
- Portata max: 110 kg

### DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

8023279451405

CODICE GEF

45140



#### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,  
prezzo e documentazione di  
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)  
info@gefmedica.it · Tel. 0573  
1944697