



## MOTORE 2A per poltrone a 2 motori movimento ascendente e discendente ricambio

Codice GEF (SKU) 45163

EAN / GTIN 8023279451634

Confezione 1

Motore 2A poltrone 2 motori - mov. ascendente/discendente - ric.

### DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

8023279451634

CODICE GEF

45163



#### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,  
prezzo e documentazione di  
conformità su [GEFMEDICA.IT](http://GEFMEDICA.IT)  
info@gefmedica.it · Tel. 0573  
1944697