



MOTORE 2B per poltrone a 2 motori schienale e poggiapiedi ricambio

Codice GEF (SKU) 45164

EAN / GTIN 8023279451641

Confezione 1

Motore 2B poltrone 2 motori - schienale e poggiapiedi - ricambio

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

8023279451641

CODICE GEF

45164



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697